

access

Uma gama de produtos **económicos**
para uma prática dentária **mais rentável**

REVERSO BLUE

Conicidade variável


Movimento alternado
anti-horário e horário



A sequência endodôntica
NiTi até

50% mais barata

Teste



REVERSO BLUE

SATISFEITO OU REEMBOLSADO*

CASOS NORMAIS E/
OU DIFÍCEIS

Com tratamento térmico

FLEXIBILIDADE ++

RESISTÊNCIA
À FADIGA CÍCLICA ++



COM REVERSO BLUE

SIMPLICIDADE E RAPIDEZ
COM APENAS
1 INSTRUMENTO!





REVERSO BLUE


COM TRATAMENTO TÉRMICO

PARA TRATAMENTO


x6




Flexibilidade



Grande capacidade de corte



Resistência



Esterilizável a 134°C


REVERSO BLUE	COMPRIMENTO		
	21 mm	25 mm	31 mm
Kit sortido	3121013	3121017	3121021
SO25 - 8% - ISO 25	3121010	3121014	3121018
SO40 - 6% - ISO 40	3121011	3121015	3121019
SO50 - 5% - ISO 50	3121012	3121016	3121020

Movimento alternado anti-horário e horário



TODA A PREPARAÇÃO COM APENAS UMA LIMA!

CASOS NORMAIS E/OU DIFÍCEIS



* A garantia «satisfeito ou reembolsado» aplica-se exclusivamente de acordo com as seguintes condições: A garantia só é válida no prazo de 100 dias após a data da fatura. ■ A garantia aplica-se a produtos não desembalados e não utilizados, exceto em relação a uma caixa de 6 limas de teste. ■ Os produtos devem ser devolvidos à empresa nas embalagens e sobre-embalagens originais e acompanhados do motivo do pedido de troca ou reembolso e de uma fotocópia de um orçamento ou uma de fatura de compra após a obtenção de um acordo de devolução no sítio web na conta do cliente ou junto do Serviço de Atendimento ao Cliente. ■ Em todos os outros casos, a garantia não pode ser aplicada. ■ REVERSO BLUE: Dispositivos médicos de classe IIa. Marcação CE 0197. Organismo notificado TÜV Rheinland. Representante autorizado europeu: Wellkang Limited The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, IRELAND. **As fotos não são contratuais.**