

# access

NOUVEAU

Validé par C.REGNIER

Le 22/11/2024

*Claudia REGNIER*

## ENDO MOTOR

Moteur d'endodontie sans fil  
avec localisateur d'apex intégré

### Facilite la préparation du canal radiculaire

- Technologie de rétroaction en temps réel et contrôle dynamique du couple
- Arrêt, ralentissement ou inversion de la rotation automatique quand la lime s'approche ou atteint le foramen apical
- Equipé de **27** systèmes de limes pré-enregistrés et **10** programmes personnalisables

### Mode Autostart

Le moteur se met en marche à l'entrée dans le canal

### Mode ATR

Lorsque la limite du couple est atteinte, le moteur change le sens de rotation pour se désengager pour plus de sécurité



# ENDO MOTOR

Moteur brushless !

- Rotation à **360°** du contre-angle
- Mouvement précis de rotation continue et alternée
- **Écran LED clair**, facile à utiliser et un chargement pratique **sans fil** !



- **Puissance** : 100 – 1800 Tours minute
- Plage du couple : 0,4 – 5 Ncm
- Poids de la pièce à main avec le contre-angle : **158 g**
- Plage de fréquence : 112 – 205 KHz

Moteur  
Garantie 2 ans

Contre-angle  
Garantie 1 an

Livré avec :

Notice, guide rapide, base de chargement, pièce à main, contre-angle, câble de mesure, crochet à lèvres, porte-lime, adaptateur secteur, capuchon de protection en silicone, buse de pulvérisation, pointe de touche.

ENDO MOTOR

3166410

