

access

NUEVO

ENDO MOTOR

Motor de endodoncia inalámbrico con localizador de ápice integrado

- **Facilita la preparación del conducto radicular**
- Tecnología de retroalimentación en tiempo real y control dinámico del torque
- Parada, ralentización o inversión rotación automática cuando la lima se aproxima o alcanza el foramen apical
- Equipado con **27** sistemas pregrabados y **10** programas personalizables

Modo Autostart

El motor se pone en marcha al entrar en el canal

Modo ATR

Cuando se alcanza el límite de torque el motor cambia de dirección para desembragar para mayor seguridad



ENDO MOTOR

! Motor brushless !

- Rotación de **360°** del contra-ángulo
- Movimientos precisos de rotación continua y alterno
- **Pantalla LED clara**, fácil de usar y carga **inalámbrica** cómoda
- **Velocidad:** 100 – 1800 rpm
- Rango de torque: 0,4 – 5 Ncm
- Peso de la pieza de mano con el contra-ángulo: **158 g**
- Rango de frecuencia: 112 – 205 KHz



Motor
2 años de garantía

Contra-ángulo
1 año de garantía

Incluye:

Instrucciones, guía rápida, base de carga, pieza de mano, contra-ángulo, cable de medición, gancho labial, clip porta limas, adaptador de corriente, funda protectora de silicona, boquilla pulverizadora, sonda táctil.

ENDO MOTOR

3166410

