

# access

## EASY FILL

inyector de gutapercha  
 diseñado para la obturación  
 des 2/3 coronales du canal



- Facilita la inyección de la gutapercha
- 4 temperaturas predefinidas: 100°C, 150°C, 180°C y 200°C
- Pantalla LED clara y fácil de usar
- ¡ Sistema de obturación en forma de pistola y sin cable !

Incluye :

6 puntas EASY FILL (2 x 25G-24MM, 2 x 25 G-28MM, 2 X 24G-24MM),  
1 herramienta de plegado para las puntas y 3 manguitos de aislamiento térmico.

EASY FILL

3153026

## EASY FILL

### TIPS

x6

134°C



Esterilizable a 134°C  
durante 18 minutos



#### EASY FILL TIPS

25G (0,45MM) 24MM	3153027
25G (0,45MM) 28MM	3153028
24G (0,55MM) 24MM	3153029
23G (0,65MM) 24MM	3153030
23G (0,65MM) 28MM	3153031

Dispositivo médico para uso dental, de uso exclusivo por profesionales sanitarios, no reembolsado por la Seguridad Social.

Lea atentamente las instrucciones del prospecto o del etiquetado antes de utilizarlo.

Clase IIa. Marca CE 1639. Organismo de certificación SGS Bélgica. Representante europeo: Riomavix S.L. Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039, España.

# access

## EASY PACK

Condensador de calor para la obturación del conducto radicular

- Permite ablandar la gutapercha y luego compactarla
- 5 temperaturas predefinidas: 90°C, 150°C, 180°C, 200°C y 230°C
- ¡ Sistema de obturación compacto y sin cable !



Incluye :  
4 puntas EASY PACK surtidas.

EASY PACK

3153032

## EASY PACK TIPS

x4



### EASY PACK TIPS

04/40	3153033
06/55	3153034
08/55	3153035
10/55	3153036

134°C



Esterilizable a 134°C durante 18 minutos